

鼻胃管护理模拟人

型号：KAR/2800 中文品牌：上海康人 英文品牌：KANGREN

模型特点：

- 模拟人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂、小腿可灵活旋转，可实现多种体位，满足操作需要。
- 解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，胸部富有弹性，外皮可打开，能观察到真实大小的肋骨、双肺、心脏、肝脏、胃（透明）等器官。
- 轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。
- 瞳孔观察示教：散大的瞳孔，正常的瞳孔。
- 氧气吸入法、雾化吸入疗法。
- 鼻饲术：
 - 托起头部使下颌靠近胸骨柄实现昏迷病人的鼻饲；
 - 胃管插入 45-55cm 时，可以抽出模拟胃液；
 - 真实大小的胃，可容纳 350ml 的液体；
 - 透明胃，可观察到胃管进入胃部的动态过程；
- 洗胃：可进行洗胃练习，经口、鼻洗胃器洗胃法、电动吸引洗胃法、胃管洗胃法、洗胃机洗胃法。
- 肌内注射：
- 皮下注射：左臂有皮下注射区域。
- 右手臂静脉注射：
- 造瘘口护理：胃造瘘口、膀胱造瘘口、结肠造瘘口、回肠造瘘口，进行冲洗练习。
- 男女可互换导尿、留置尿管和膀胱冲洗：
- 褥疮护理：具有褥疮的两个临床分期：淤血红润期、溃疡期。
- 可实现灌肠操作。



配置清单:

序号	产品名称	单位	数量
1	置胃管护理模拟人	具	1
2	护理配件	套	1
3	模拟人衣服	套	1
4	说明书、合格证、保修卡	套	1